

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фармацевтическая компания
АО «Активный Компонент» предлагает к поставке
наборы экспресс-тестов на антитела IgG и IgM
к новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2

Страна производства: Китай

Сертификат соответствия: ЕС; Китай;
Великобритания; Нидерланды; Сингапур

Применение данного теста
не требует специальной квалификации и обучения

Краткая инструкция

Антитела — белки, которые иммунная система вырабатывает как ответ на инфекцию. Различают два типа антител — IgG и IgM, их и позволяет выявить иммуноферментный анализ.

При вирусной инфекции сначала появляются ранние антитела IgM, а затем поздние антитела IgG.

Концентрация антител IgM повышается вскоре после заболевания и падает до незначительных уровней после выздоровления. Антитела класса IgM сохраняются от шести недель до двух месяцев.

Антитела IgG — длительная защита организма, они вырабатываются медленнее, сохраняются дольше и определяют устойчивый иммунитет. Антитела IgG остаются надолго и их наличие к какому-то возбудителю в крови указывает на то, что человек встречался с ним. Например, при коронавирусах SARS и MERS известно, что они сохраняются в течение трех-пяти лет.

97,1%

Высокий уровень чувствительности



Сертификат соответствия ЕС



Результат теста через 15 минут




Не требуется доп. оборудование


Результат теста показывает, существует ли риск для человека заразиться вирусом, а также помогает определить тех людей, кто уже перенёс заболевание и имеет устойчивый иммунитет.

Это помогает организовать свою деятельность в существующих условиях и минимизировать риски.


Краткая инструкция



С помощью ланцета добавить цельную кровь (из пальца) 10 µL



Добавить 2 капли буферного раствора 2 drops (60-80 µL)



Проверить результат через 15 минут

Интерпретация результатов теста

Тест-кассета имеет 3 полосы:

C - контрольная полоса

G - антитела IgG

M - антитела IgM

Отрицательный:

В области «С» появляется красная линия. В области тестовых линий «IgM» и «IgG» линии не отображаются.

Вывод: сработала только контрольная полоса, вируса и антител нет. Желателен постоянный мониторинг, т.к. есть риск заражения.

Положительный для IgG или IgM:



В области «С» появляется красная линия. Красная линия появляется в тестовой линии в области "IgG" или "IgM". Это означает наличие антител класса IgG или IgM соответственно.

Вывод: при положительном тесте IgM (ранние антитела) - высокая вероятность наличия вируса. При положительном IgG (поздние антитела) возможно вы уже переболели или вы инфицированы, но у вас развился иммунитет к вирусу.

Положительный для IgG и IgM:

Наличие трёх полос (C, G, M) означает среднюю или позднюю фазу заболевания.

Вывод: вирус есть, идёт выработка ранних и поздних антител.



Комплектация

Наборы поставляются комплектами по 40 тестов в упаковке.

Одна упаковка содержит:

- Тест-кассета с маркировкой IgG и IgM 40 шт.
- Одноразовые пипетки 40 шт.
- Буферный раствор 2 фл.
- Инструкция 1 шт.



*внешний вид продукта может отличаться от представленного на иллюстрации

Стоимость комплекта

Цена комплекта 40 шт. – 48 000 руб.

По всем вопросам
обращаться в отдел продаж и маркетинга
АО "Активный Компонент":

Телефон:
+7(812)457-11-11 (доб.: 23; 13; 24)

E-mail:
mdyatlov@acticomp.ru
info@acticomp.ru

Сайт:
www.acticomp.ru