

АО «АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фармацевтическая компания АО «Активный Компонент»
предлагает к поставке наборы экспресс-тестов на
антитела IgG и IgM к новой коронавирусной инфекции
SARS-CoV-2

Страна производства: Германия
Сертификат соответствия ЕС

Применение данного теста не требует специальной
квалификации и обучения

ЧТО ТАКОЕ АНТИТЕЛА И КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Антитела — белки, которые иммунная система вырабатывает как ответ на инфекцию. Различают два типа антител — IgG и IgM, их и позволяет выявить иммуноферментный анализ.

При вирусной инфекции сначала появляются ранние антитела IgM, а затем поздние антитела IgG.

Концентрация антител IgM повышается вскоре после заболевания и падает до незначительных уровней после выздоровления. Антитела класса IgM сохраняются от шести недель до двух месяцев.

Антитела IgG — длительная защита организма, они вырабатываются медленнее, сохраняются дольше и определяют устойчивый иммунитет. Антитела IgG остаются надолго и их наличие к какому-то возбудителю в крови указывает на то, что человек встречался с ним.

Например, при коронавирусах SARS и MERS известно, что они сохраняются в течение трех-пяти лет.

98,8%

Высокий уровень чувствительности



Сертификат соответствия ЕС



Результат теста через 15 минут



Не требуется доп. оборудование

Результат теста показывает, существует ли риск для человека заразиться вирусом, а также помогает определить тех людей, кто уже перенёс заболевание и имеет устойчивый иммунитет.

Это помогает организовать свою деятельность в существующих условиях и минимизировать риски.

ИНСТРУКЦИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Краткая инструкция

1. Извлечь тест-кассету из упаковки
2. Поместить тест-кассету на чистую поверхность
3. С помощью ланцета добавить цельную кровь (из пальца)
4. Добавить 2 капли буферного раствора
5. Оставить на 15 минут
6. Оценить результат теста

Интерпретация результатов теста

Тест-кассета имеет 3 полосы:

C - контрольная полоса

G - антитела IgG

M - антитела IgM

Отрицательный:

Синяя линия в области «С» становится красной. В области тестовых линий «IgM» и «IgG» линии не отображаются.

Вывод: сработала только контрольная полоса, вируса и антител нет. Желателен постоянный мониторинг, т.к. есть риск заражения.

Положительный для IgG или IgM:



Синяя линия в области «С» становится красной. Красная линия появляется в тестовой линии в области "IgG" или "IgM". Это означает наличие антител класса IgG или IgM соответственно.

Вывод: при положительном тесте IgM (ранние антитела) - высокая вероятность наличия вируса. При положительном IgG (поздние антитела) возможно вы уже переболели или вы инфицированы, но у вас развился иммунитет к вирусу.

Положительный для IgG и IgM:

Наличие трёх полос (C, G, M) означает среднюю или позднюю фазу заболевания.

Вывод: вирус есть, идёт выработка ранних и поздних антител.



КОМПЛЕКТАЦИЯ И СТОИМОСТЬ

Комплектация

Наборы поставляются комплектами по 10 или 25 тестов в упаковке.

Одна упаковка содержит:

- Тест-кассета с маркировкой IgG и IgM 10/25 шт.
- Одноразовые ланцеты 10/25 шт.
- Одноразовые пипетки 10/25 шт.
- Буферный раствор 1 фл. 3 мл.
- Инструкция 1 шт.



*внешний вид продукта может отличаться от представленного на иллюстрации

Стоимость комплекта

Цена комплекта 10 шт. – 16 390 руб. без НДС

Цена комплекта 25 шт. – 38 880 руб. без НДС

По всем вопросам
обращаться в отдел продаж и маркетинга
АО "Активный Компонент":

Телефон:
+7(812)457-11-11 (доб.: 23; 13; 24)

E-mail:
mdyatlov@acticomp.ru
info@acticomp.ru

Сайт:
www.acticomp.ru